

FORMULAIRE DE COMMANDE POUR FREINS AUTOBLOQUANT DE PRATIKO

Pour éviter toute confusion, SVP utilisez 1 formulaire par fauteuil à équiper

Sélectionnez la configuration du fauteuil roulant à équiper (mettez un "X" dans la case appropriée)

1A. MANUFACTURIERS ET MODÈLES COMPATIBLES

X	Manufacturier	Modèle	Trousse d'installation #	N	X	Manufacturier	Modèle	Trousse d'installation #	N
	KI MOBILITY	CATALYST 4C	PRA-U-CAT4C			MOTION COMPOSITE	CHRONOS 1	PRA-U-CHKIT*COBALT	
	KI MOBILITY	CATALYST 5TI	PRA-U-CHKIT*MYON			MOTION COMPOSITE	CHRONOS 2	PRA-U-CHKIT*COBALT	
	KI MOBILITY	CATALYST 5Vx	PRA-U-CHKIT*PRIMA	2		MOTION COMPOSITE	COBALT 1	PRA-U-CHKIT*COBALT	
	KI MOBILITY	CATALYST 5C	PRA-U-CHKIT*MYON			MOTION COMPOSITE	COBALT 2	PRA-U-CHKIT*COBALT	
						MOTION COMPOSITE	HÉLIO XX (ALL CONFIG))	PRA-U-CHKIT*HELIOS	
	EVEREST COPY	FIXED AXLES	PRA-U-CHKIT*FXAXL			MOTION COMPOSITE	MOVE	PRA-U-CHKIT*COBALT	
	DRIVE	FIXED AXLES	PRA-U-CHKIT*FXAXL			MOTION COMPOSITE	PLATINE 1	PRA-U-CHKIT*HELIOS	
	EVEREST ET JENNINGS	FIX AXLES (L3, L4)	PRA-U-CHKIT*FXAXL			MOTION COMPOSITE	PLATINE 2	PRA-U-CHKIT*HELIOS	
	EVEREST ET JENNINGS	METRO	PRA-U-CHKIT*PRIMA	2		ORTHOFAB	CH	PRA-U-CHKIT*CH	
	EVEREST ET JENNINGS	P2+	PRA-U-CHKIT*P2+	1		ORTHOFAB	PRIMA	PRA-U-CHKIT*PRIMA	2
	GORDEN	ALL FIXED AXLES	PRA-U-CHKIT*FXAXL			ORTHOFAB	PRIMA 4	PRA-U-CHKIT*PRIMA	2
	GUARDIAN	EASYCARE 2000	PRA-U-CHKIT*P2+	1		PHYSIPRO	XL5	PRA-U-CHKIT*PRIMA	2
	GUARDIAN	EASYCARE 4000	PRA-U-CHKIT*P2+	1		PRIDE MOBILITY	LITE STREAM	PRA-U-CHKIT*PRIMA	2
	INVACARE	9000 XT, SL, L	PRA-U-CHKIT*FXAXL			PRIDE MOBILITY	QUANTUM REHAB	PRA-U-CHKIT*PRIMA	2
	INVACARE	ACTION	PRA-U-CHKIT*ACTIONINV			PRIDE MOBILITY	STYLLUS	PRA-U-CHKIT*FXAXL	
	INVACARE	MVP	PRA-U-CHKIT*MYON			SUNRISE/BREEZY	BREEZE 600	PRA-U-CHKIT*BREEZE	
	INVACARE	MYON	PRA-U-CHKIT*PRIMA	2		SUNRISE/BREEZY	QUICKIE I ET II	PRA-U-CHKIT*PRIMA	2
	INVACARE	PATRIOT	PRA-U-CHKIT*PATRIOT			SUNRISE/BREEZY	QS	PRA-U-CHKIT*PRIMA	2
	INVACARE	X4	PRA-U-CHKIT*PRIMA	2		SUNRISE/BREEZY	ULTRA 4	PRA-U-CHKIT*ULT4	
	INVACARE	TRACER SX5	PRA-U-CHKIT*FXAXL			SUNRISE/BREEZY	QX	PRA-U-CHKIT*MYON	
	MEYRA	EUROCHAIR	PRA-U-CHKIT*EURO						
	MAPLE LEAF	ACCESS	PRA-U-CHKIT*FXAXL			SUNRISE/BREEZY	LXI/LX	PRA-U-CHKIT*PRIMA	
	MAPLE LEAF	EZRIDE	PRA-U-CHKIT*PRIMA	2					
	MAPLE LEAF	NRG+	PRA-U-CHKIT*FXAXL						
	MAPLE LEAF	NRG+ RECLINER	PRA-U-CHKIT*PRIMAMOD	3					
	MAPLE LEAF	NRG+ GOLD	PRA-U-CHKIT*PRIMAMOD	3					
	MAPLE LEAF	SWIFT	PRA-U-CHKIT*PRIMA	2					

NOTES:

- 1, Peut aussi utiliser la trousse FXAXL
- 2, Peut aussi utiliser la trousse MYON
- 3, utilise une trousse PRIMA avec modification pour la position HEMI (position la plus basse)

Si vous ne trouvez pas le fabricant ou le modèle du fauteuil que vous souhaitez installer, veuillez nous contacter au (819) 826-3300. La plupart des fauteuils roulants s'installent avec l'une des troupes disponibles. Nous nous ferons un plaisir de vous indiquer celui à choisir.



1B. LISTE DES FAUTEUILS INCOMPATIBLES (MANUFACTURIER ET MODÈLE)

MANUFACTURIER	MODÈLES	DÉTAILS
SUNRISE/BREEZE	QXI (TYPE 3)	INCOMPATIBILITÉ RELIÉ AUX MONTAGE DES ROUES SUR LES ESSIEUX

2. DIMENSIONS DES ROUES ARRIÈRES DU FAUTEUIL (LA DIMENSION EST INDIQUÉE SUR LE FLANC DU PNEU SI CE N'EST PAS LE CAS, MESURER LA HAUTEUR ENTRE LE SOL ET LE POINT HAUT DU PNEU, ARRONDIR ENSUITE AU CHIFFRE LE PLUS PROCHE --- PAR EXEMPLE 23,5 PO = 24 PO)

X	DIMENSION DE ROUE (in)	DISQUES DE BLOCAGE (# PIÈCE)
	18	PRA-U-CH018
	20	PRA-U-CH020
	22	PRA-U-CH022
	24	PRA-U-CH024

3. TYPE D'ATTACHE DES CERCEAUX DE CONDUITE



REQUIERT LE TROUSSEAU: PRA-U-KITLANG

4. Identification

Votre nom: _____

Note à mettre sur la soumission (Mr. Smith chambre....)

Pour vous joindre

Téléphone: _____

email: _____

Adresse d'expédition

Nom: _____

Adresse: _____

Ville: _____

Province /state: _____

Pays: _____

Code postal (ZIP): _____